

## Neosil® Silicone Scar Treatment Products

### Daily Rounds SCAR TREATMENT *Transparent Silicone Scar Sheeting*

- 1" Diameter — 32/box

### Daily SCAR TREATMENT *Transparent Silicone Scar Sheeting*

- 1.5" x 3" Clear Sheets — 8/box

### Daily SCAR TREATMENT *Fabric Silicone Scar Sheeting*

- 1.5" x 3" Flesh-tone Sheets — 8/box

### Daily SCAR TREATMENT FOR LARGE SCARS *Transparent Silicone Scar Sheeting*

- 1" x 5" Clear Sheets — 8/box

### Ultra SCAR TREATMENT *Transparent Silicone Scar Sheeting*

- 5" x 5" Clear Sheets — 3/box

### Daily SCAR SERUM *Liquid Silicone Lotion and Roll-On Applicator* — 0.4 fl. oz.

## Neosil®疤痕治疗产品 使用说明 (中文)

使用前，清洗现有疤痕区域或新愈合创面，然后让其风干。

### 疤痕治疗片

1. 撕开纸包，取出疤痕治疗片。
2. 弯折疤痕治疗片，显示透明保护性衬里的预切缝。
3. 将保护性衬里从有机硅凝胶粘合剂剥离。
4. 有机硅凝胶粘合剂侧朝下，将疤痕治疗片直接敷贴到疤痕上。

为获得最佳效果，每天应连续敷贴疤痕治疗片至少12小时。

### 如要再次使用疤痕治疗片

使用后，用温和的肥皂清洁疤痕治疗片的粘合剂侧，用清水冲洗干净。每个治疗片可使用多达7天，之后应丢弃，并使用新的治疗片。

### 疤痕治疗血清

1. 拧下辊涂敷器的盖子。
2. 将辊球应用到疤痕上，轻轻按摩疤痕及周围皮肤达60至90秒钟。
3. 每天重复此步骤3至4次。
4. 在15° - 30°C (60° - 85°F) 下存放。

### 注意事项

请勿将Neosil®产品用于开放性伤口及龟裂或破损的皮肤。

如果发生以下情况，应立即求医：

- 吞下或咽下Neosil®产品。
- 眼睛或其他黏膜部位接触到Neosil®产品。

在六岁以下儿童中使用Neosil®产品之前，请先咨询医生。将本产品存放在儿童接触不到的地方。

## Produtos de Terapia de Cicatrizes Neosil® Instruções de Utilização (Portugueses)

Antes de usar, lavar e secar a cicatriz existente ou a área da ferida recentemente sarada.

### Folhas para Cicatrizes

1. Rasgar o papel da embalagem e retirar a folha para cicatrizes.
2. Dobrar a folha para cicatrizes para expor a separação no revestimento protetor transparente.
3. Destacar o revestimento protetor do gel de silicone adesivo.
4. Aplicar a folha com a parte contendo o gel de silicone adesivo virada para baixo, diretamente sobre a cicatriz.

Para obter melhores resultados, a folha para cicatrizes deverá ser usada todos os dias durante, pelo menos, 12 horas contínuas.

### Reutilização da Folha para Cicatrizes

Limpar o lado adesivo da folha para cicatrizes após a sua utilização com sabão suave e enxaguar bem com água limpa. Cada folha pode ser usada até 7 dias, devendo em seguida ser eliminada e substituída por uma folha nova.

### Sérum para Cicatrizes

1. Desenroscar a tampa do aplicador de rolo.
2. Aplicar a bola de rolo na cicatriz, massajando suavemente a cicatriz e a pele circundante durante 60 a 90 segundos.
3. Repetir este procedimento 3 a 4 vezes por dia.
4. Guardar a uma temperatura entre 15° a 30 °C.

### AVISOS

Não usar os produtos Neosil® em feridas abertas ou pele fissurada ou quebrada.

Procurar assistência médica imediatamente se:

- os produtos Neosil® forem ingeridos ou engolidos.
- os produtos Neosil® entrarem em contato com os olhos ou outras membranas mucosas.

Consultar o médico antes de usar os produtos Neosil® em crianças com menos de seis anos de idade. Manter fora do alcance das crianças.



## Silicone Scar Treatment Products

**Fades. Reduces. Hydrates.**

Ideal treatment for scars resulting from cuts, burns, surgeries and cosmetic procedures.



## Neosil® Scar Therapy Products Instruction for Use

Before use, wash and dry existing scar or newly healed wound area.

### Scar Sheets

1. Tear the paper packet and remove the scar sheet.
2. Bend the scar sheet to reveal the split in the clear protective liner.
3. Peel away the protective liner from the adhesive silicone gel.
4. Apply sheet with adhesive silicone gel side down, directly onto the scar.

For best results, the scar sheet should be worn each day for a minimum of 12 continuous hours.

### To Re-use the Scar Sheet

Clean the adhesive side of the scar sheet after use with mild soap and rinse well with clean water. Each sheet can be used for up to 7 days, then discard and replace with a new sheet.

### Scar Serum

1. Unscrew the cap from the roller applicator.
2. Apply the roller ball to the scar, gently massaging the scar and surrounding skin for 60-90 seconds.
3. Repeat this procedure 3-4 times daily.
4. Store at a temperature of 15°- 30°C (60°- 85°F).

### CAUTIONS

Do not use Neosil® products on open wounds, cracked or broken skin.

Seek immediate medical help if:

- Neosil® products are swallowed or ingested.
- Neosil® products come in contact with the eye or other mucous membranes.

Consult your doctor before using Neosil® products on children under six years of age. Keep away from children.

## Produits Neosil® pour le traitement des cicatrices Mode d'emploi (Français)

Avant emploi, laver et sécher la zone de la cicatrice ou de la plaie récemment cicatrisée.

### Feuilles anti-cicatrice

1. Déchirer l'enveloppe en papier et retirer la feuille anti-cicatrice.
2. Plier la feuille anti-cicatrice pour exposer la fente dans la bande protectrice transparente.
3. Détacher la bande protectrice du gel de silicone adhésif.
4. Appliquer la feuille en maintenant le gel de silicone adhésif vers le bas, directement sur la cicatrice.

Pour obtenir les meilleurs résultats, la feuille anti-cicatrice doit être portée chaque jour pendant un minimum de 12 heures d'affilée.

### Pour réutiliser la feuille anti-cicatrice

Après chaque utilisation, laver la face adhésive de la feuille anti-cicatrice au savon doux et rincer abondamment à l'eau propre. Chaque feuille peut être utilisée jusqu'à 7 jours, puis doit être jetée et remplacée par une nouvelle feuille.

### Sérum anti-cicatrice

1. Dévisser le capuchon de l'applicateur à bille.
2. Appliquer la bille sur la cicatrice, en massant légèrement la cicatrice et la peau environnante pendant 60 à 90 secondes.
3. Répéter cette application 3 à 4 fois par jour.
4. Conserver à une température entre 15°et 30°C (60°- 85°F).

### MISES EN GARDE

Ne pas utiliser les produits Neosil® sur des plaies ouvertes, ni sur une peau fissurée ou éraflée.

Veuillez immédiatement consulter un professionnel de santé au cas où :

- les produits Neosil® sont avalés ou ingérés.
- les produits Neosil® entrent en contact avec les yeux ou autres membranes muqueuses.

Consulter votre médecin traitant avant d'appliquer les produits Neosil® sur des enfants âgés de moins de 6 ans. Garder hors de portée des enfants.

## Productos para el tratamiento de cicatrices Neosil® Instrucciones de uso (Español)

Antes de usarse, lave y seque la cicatriz existente o el área de la herida recién sanada.

### Tiras para cicatrices

1. Abra el paquete de papel y retire la tira para cicatrices.
2. Doble la tira para cicatrices para dejar al descubierto la división entre los protectores transparentes.
3. Retire el protector transparente del gel de silicona adherible.
4. Aplique la tira con el gel de silicona adherible hacia abajo, directamente sobre la cicatriz.

Para mejores resultados, la tira para cicatrices debe usarse diariamente por un mínimo de 12 horas continuas.

### Para reusar la tira para cicatrices

Lave la tira para cicatrices con jabón neutro del lado del adhesivo después de usarla, enjuagándola bien con agua limpia. Cada tira puede usarse por hasta 7 días. Después de ese periodo, deberá tirarla a la basura y reemplazarla con una nueva.

### Suero para cicatrices

1. Desenrosque la tapa del aplicador de rodillo.
2. Aplique la bola del rodillo sobre la cicatriz, dando un masaje suave sobre la cicatriz y la piel que la rodea durante 60 a 90 segundos.
3. Repita esta operación de 3 a 4 veces al día.
4. Almacene a una temperatura de entre 15° y 30°C (60° a 85°F).

### PRECAUCIONES

No utilice los productos Neosil® en heridas abiertas ni en piel agrietada o abierta.

Busque ayuda médica de inmediato:

- En caso de ingestión o deglución de algún producto Neosil®.
- En caso de que un producto Neosil® entre en contacto con los ojos u otra membrana mucosa.

Consulte con su medico antes de utilizar los productos Neosil® en niños menores de seis años. Manténgase fuera del alcance de los niños.

## Neosil® Narbentherapie-Produkte Gebrauchsanweisung (Deutsch)

Vor Gebrauch bestehende Narbe oder neu verheilten Wundbereich waschen und abtrocknen.

### Narbenbögen

1. Das Papierpaket aufreißen und den Narbenbogen entnehmen.
2. Den Narbenbogen biegen, um die Aufspaltung in der transparenten Schutzfolie zu offenbaren.
3. Die Schutzfolie vom selbstklebenden Silikongel abziehen.
4. Den Bogen mit der selbstklebenden Silikongel-Seite nach unten direkt auf die Narbe auflegen.

Der Narbenbogen sollte jeden Tag mindestens 12 Stunden lang ununterbrochen getragen werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen.

### Wiederverwendung des Narbenbogens

Die selbstklebende Seite des Narbenbogens nach Gebrauch mit milder Seife reinigen und gründlich mit sauberem Wasser abspülen. Jeder Bogen kann bis zu 7 Tage lang verwendet werden. Danach entsorgen und durch einen neuen Bogen ersetzen.

### Narbenserum

1. Die Kappe vom Roll-on-Applikator abschrauben.
2. Den Rollerball auf die Narbe setzen und die Narbe sowie den umliegenden Hautbereich 60 bis 90 Sekunden lang behutsam massieren.
3. Diese Vorgehensweise 3 bis 4 Mal täglich wiederholen.
4. Bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 30 °C lagern.

### VORSICHTSHINWEISE

Neosil® Produkte nicht auf offenen Wunden bzw. rissiger oder verletzter Haut verwenden.

In den folgenden Fällen unverzüglich einen Arzt aufsuchen:

- Neosil® Produkte wurden verschluckt oder eingenommen.
- Neosil® Produkte sind in Kontakt mit dem Auge oder anderen Schleimhäuten gekommen.

Beim Arzt nachfragen, bevor Neosil® Produkte bei Kindern unter sechs Jahren verwendet werden. Von Kindern fernhalten.